



# 培养箱



Solid.Line  
BD-S 系列



# 培养箱

# Solid.Line

BD-S 系列

页面 5

---

选购件和配件

页面 7

BINDER 推出全新一代 Solid.Line 系列产品。该系列代表着卓越的产品，同时兼具超高的性价比。全新的 Solid.Line 产品将一如既往地保持超高的，源于“德国制造”的 BINDER 品质保证。

## 产品选择 培养箱 SOLID.LINE

BD-S 系列

› 页面 5

型号	
56	•
115	•
一般数据	
温度范围 室温 + 5 °C 至 [°C]	70
自然对流	•
控制器和定时功能	
控制器显示屏	LED
斜坡函数功能	•
延时关	•
独立可调的温度安全装置 3.1 级	•
光学温度报警	•
• 标准配置	

## 我们的优势



### 操作简便

BD-S 系列

可通过控制器上的电子显示屏显示 °C 和 °F



### 设备上方设有可调节的排气阀

BD-S 系列

用于设置空气交换率

## BD-S Solid.Line 系列 | 自然对流

BINDER BD-S 新品秉承了 BINDER 久经考验的品质, 值得信赖。适用于各类培养。该系列着眼于满足研究及品质保证的应用需求。



BD-S 56

### 性能特点

- 温度范围: 室温 +5 °C ~ 70 °C
- APT.line™ 内腔预热技术
- 自然对流
- 可调节的排气阀
- 带定时功能的控制器
- 由安全玻璃 (ESG) 制成的内门
- 2 个镀铬搁板
- 内置独立可调的温度安全装置 3.1 级 (DIN 12880), 采用光学报警

### 尺寸

型号	内部容积 [L]	在线参数查询
BD-S 56	62	› <a href="https://go2binder.com/cn-BD-S56">go2binder.com/cn-BD-S56</a>
BD-S 115	118	› <a href="https://go2binder.com/cn-BD-S115">go2binder.com/cn-BD-S115</a>

 所有细节在线  
[go2binder.com/cn-BD-S](https://go2binder.com/cn-BD-S)

### 技术参数

描述	BD-S 56	BD-S 115
<b>尺寸 - 外部尺寸</b>		
宽度 [mm]	590	740
高度 [mm]	580	790
深度 [mm]	515	555
<b>尺寸 - 内部尺寸</b>		
宽度 [mm]	400	550
高度 [mm]	440	550
深度 [mm]	350	390
<b>尺寸</b>		
内部容积 [L]	62	118
设备净重 (空载) [kg]	41	57
<b>温度性能数据</b>		
温度范围 室温 + 5 °C 至 [°C]	70	70
温度偏差 [± K @37 °C]	0.7	0.5
温度波动度 [± K @37 °C]	0.1	0.2
恢复时间 [min, @37 °C, 开门30s]	15	15
<b>与环境相关的数据</b>		
能耗 [Wh/h, @150°C]	25	25

技术参数若有变更，恕不另行通知。


### 订购信息[订货编号]

其他细节: 登录 [www.binder-world.com](http://www.binder-world.com) > 搜索 > 输入订货编号。

额定电压	选购型号	BD-S 56	BD-S 115
230 V 1~ 50 Hz	标准	9090-0016	9090-0022

► 相应设备可选的选购件、配件和服务请参见页面 7

### 包括加装件和连接件的尺寸 [MM]



## 选购件和配件摘录

---

### 搁板

镀铬搁板。

BD-S 系列

---

### 服务

在保养服务协议范畴内,可以享受安装、维护、校准、验证或质保服务,或者可以针对各个单项享受相应服务。更多信息请查看配件和服务章节。

BD-S 系列

---

### BINDER INDIVIDUAL

基于 BINDER 系列产品,我们可研发和实现个性化解决方案,作为单独设备生产或进行小批量供货。所有产品均经过检测和认证,供货时可保证完整的功能和质保。更多信息请查看配件和服务章节。

BD-S 系列

---

► 所有附加项在线 [go2binder.com/cn](http://go2binder.com/cn)-选购件与配件

---



搁板



服务



BINDER INDIVIDUAL

## BINDER 产品系列

二氧化碳培养箱

培养箱

低温培养箱

植物培养箱

超低温冰箱

干燥箱和烘箱

安全型干燥箱

真空干燥箱

恒温恒湿箱

环境模拟箱



产品新闻, 不容错过 ——

关注 BINDER 新闻资讯,  
掌握最新动态

立即登录

[go2binder.com/cn-新闻登录](http://go2binder.com/cn-新闻登录)

 **BINDER**

Best conditions for your success

**宾德环境试验设备 (上海) 有限公司**

BINDER Environmental Testing Equipment (Shanghai) Co.,Ltd.

上海市浦东新区张江高科技园区科苑路88号德国中心1号楼617室  
Room 617, Tower 1, No 88, Keyuan Road, Shanghai, P.R.China, 201203

Tel +86 21 6858 0825 Fax +86 21 6858 0829 china@binder-world.com

[www.binder-world.com](http://www.binder-world.com)